


## Messpunkte im QRS Komplex



- Punkt 1 Beginn der P Welle
- Punkt 2 Ende der P-Welle
- Punkt 3 Beginn des QRS Komplex
- Punkt 4 Ende des QRS Komplex, das ist der J Punkt
- Punkt 5 ST, dieser Punkt bewegt sich mit Punkt 4, weil  $ST = J + 60 \text{ ms}$
- Punkt 6 Ende der T Welle

Mehr Informationen unter: <http://www.eickemeyer.de/faq/>