

## InfusoVet Connect

402090

---

**I would like to use an I.V. Giving Set from EICKEMEYER<sup>®</sup> (Art. No. 402071), which infusion set brand should I select on the device?**

- If you are using I.V. Giving Sets from EICKEMEYER<sup>®</sup>, you do not need to set anything, the device is preset to these I.V. Giving Sets.

---

**Ich möchte ein Infusionsset von EICKEMEYER<sup>®</sup> (Art. Nr. 402071) verwenden. Welche Infusionssetmarke soll ich am Gerät auswählen?**

- Wenn Sie Infusionssets von EICKEMEYER<sup>®</sup> verwenden, müssen Sie nichts einstellen, das Gerät ist auf dieses Infusionsset voreingestellt.

---

**EICKEMEYER<sup>®</sup>**

**GERMANY** | Eltstraße 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

**SWITZERLAND** | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

**UNITED KINGDOM** | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

**DENMARK** | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

**NETHERLANDS** | Doejenburg 203 | 4021 HR Maurik | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

**ITALY** | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

**POLAND** | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

**CANADA** | 617 Douro Street, Suite 205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca